

I-SYSTEM • T-SYSTEM • R-SYSTEM

MULTI

ОТКРЫТАЯ РЕЗЬБА


обеспечивает
оптимизированное глубокое
размещение и безопасный
контроль глубины

1 ММ ПРЯМОЙ ВЕРХ И КОНУСООБРАЗНЫЙ КОРПУС


обеспечивает надежную
первичную стабильность

ШАГ 0,8 ММ И ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

экономит время



0,8 мм



ПОВЕРХНОСТЬ SLA

шероховатость
RA 2,0-3,0 мкм

IZEN
I M P L A N T

I-SYSTEM • T-SYSTEM • R-SYSTEM

PLUS

МИКРО-КАНАВКА

уменьшает потерю костной массы и повреждение альвеолярного гребня




ВЕРХНИЙ РЕВЕРС КОНУСНЫЙ ДИЗАЙН

для защиты краевой кости во время установки

ШАГ 1,0 ММ И ДВОЙНАЯ ШИРОКАЯ РЕЗЬБА

сокращает время подготовки

1,0 мм




ПОВЕРХНОСТЬ SLA

шероховатость RA 2,0–3,0 мкм

IZEN
I M P L A N T

**Непревзойденная
прочность и долговечность**

IMPLANT



PLUS

IZEN
I M P L A N T

**Изготовлен из чистого медицинского
титана Grade 4 (холодная обработка).**