

IZEN
I M P L A N T

ZENPRKIT


Ортопедический набор ZENEX



*Комплексность, удобство и клиническая
надежность...*


1.2 Шестигранная отвертка

- Ключ для соединения с динамометрическим ключом
- Используется для соединения с заглушкой имплантата и хирургическому инструменту с шестигранной головкой 1.2
- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite®) + Титановый сплав



1.2 Шестигранная отвертка для винтов


- **10 мм** — подходит для переднего отдела или случаев с ограниченным вертикальным доступом
- **15 мм** — для более глубоких участков или ситуаций с выраженной толщиной мягких тканей
- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite®)



Съемник абатментов

- Удалите абатмент, продолжая затягивать съемник по часовой стрелке после удаления винта абатмента
- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite®) + Титановый сплав

**Использование только
R-системы**



ARRM18

Ручная отвертка

- Используется для фиксации и закручивания винтов вручную
- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite®)



FDDS100

Отвертка шаровидного абатмента

- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite) + Титановый сплав+Silicone



BAD24

Отвертка Multiunit для прямого абатмента

- Материал : Нержавеющая сталь (TrimRite)+Титановый сплав



MSADSR20

Динамометрический ключ

применяется для:

- Контрольного закручивания винтов, обеспечивая четкий момент затяжки
- Предотвращения перетяжки, что важно для биомеханической стабильности конструкций
- Соблюдения заводских рекомендаций по моменту затяжки для компонентов Zenex.
- Материал : Нержавеющая сталь



TW60B

Kerator Magic Tool

- Разделенный на две части, он прост
в обслуживании



KMH002

Ручка-держатель

KMD719



MSADSR20